










## Одинарные ножные выключатели

				
		Ножной выключатель, одинарный	Ножной выключатель, одинарный	Ножной выключатель, одинарный
№ арт.	 прямой соединительный штекер со стороны аппарата	770S0001	770S0013	770S0020
	 угловой соединительный штекер со стороны аппарата	770S0101*	770S0113*	770S0120*
Характеристики	Количество в упаковке	1	1	1
	Исполнение	ножной выключатель одинарный (педаль)	ножной выключатель одинарный (дисковый)	ножной выключатель одинарный (дисковый)
	Длина кабеля	5 м	5 м	5 м
	Двухуровневый ход	нет	нет	нет
	Тип штекера	3-контактный	3-контактный	4-контактный
	Степень защиты	IPX8/AP (согласно DIN EN 60529/ DIN VDE 0470-1)	IPX8/AP (согласно DIN EN 60529)	IPX8/AP (согласно DIN EN 60529)
	Области применения	ультразвуковая диссекция / аспирация, ультразвуковой дебридмент ран	ультразвуковая диссекция / аспирация, ультразвуковой дебридмент ран	UAL: для подачи жидкости при ультразвуковой липосакции
Другие особенности	-	нажимается с любой стороны	нажимается с любой стороны	
Совместимость	Совместимые аппараты	Sonoca 180/185/190/300	Sonoca 180/185/190/300	Sonoca Lipo/400 (только для аппаратов в исполнении, показанном на стр. 138)






\*Для заказа необходим предварительный запрос. Возможны увеличенные сроки поставки.

## Одинарные ножные выключатели

			
		Ножной выключатель, одинарный	Ножной выключатель, одинарный, с двухуровневым ходом для плазменной коагуляции
№ арт.		-	770S0003
		770S0117*	-
Характеристики	Количество в упаковке	1	1
	Исполнение	одинарный ножной выключатель	одинарный ножной выключатель
	Длина кабеля	5 м	5 м
	Двухуровневый ход	нет	да
	Тип штекера	4-контактный	3-контактный
	Степень защиты	IPX8/AP (согласно DIN EN 60529)	IPX8/AP (согласно DIN EN 60529)
	Области применения	UAL: для подачи жидкости при ультразвуковой липосакции	плазменная коагуляция
	Другие особенности	-	с двухуровневым ходом для плазменной коагуляции
Совместимость	Совместимые аппараты	Sonoca Lipo/400 (только для аппаратов в исполнении, показанном на стр. 138)	Arco 1000/2000/3000 CPC 1000/1500/3000






\*Для заказа необходим предварительный запрос. Возможны увеличенные сроки поставки.

## Двойные ножные выключатели

				
		Ножной выключатель, двойной (жёлтая и синяя педали) – усиленное исполнение	Ножной выключатель, двойной (жёлтая и синяя педали) – облегчённое исполнение	Ножной выключатель, двойной (жёлтая и синяя педали) – с клавишей переключения
№ арт.		770S0011	770S0002	770S0012
		770S0111*	770S0102*	-
Характеристики	Количество в упаковке	1	1	1
	Исполнение	двойной ножной выключатель (жёлтая и синяя педали), усиленное исполнение	двойной ножной выключатель (жёлтая и синяя педали), облегчённое исполнение	двойной ножной выключатель (жёлтая и синяя педали), с клавишей переключения
	Длина кабеля	5 м	5 м	5 м
	Двухуровневый ход	нет	нет	нет
	Тип штекера	4-контактный	4-контактный	4-контактный
	Степень защиты	IPX8/AP (согласно DIN EN 60529)	IPX8/AP (согласно DIN EN 60529/ DIN VDE 0470-1)	IPX8/AP (согласно DIN EN 60529/ DIN VDE 0470-1)
	Области применения	для монополярного и биполярного применения	для монополярного и биполярного применения	для монополярного и биполярного применения
Другие особенности	с креплением для кабеля	-	с помощью третьей кнопки выполняется переключение между 2 каналами; с креплением для кабеля	
Совместимость	Совместимые аппараты	MBC 200/600/601/601 UAM BCC 140 CPC 1500/3000 Arco 2000/3000	MBC 200/600/601/601 UAM BCC 140 CPC 1500/3000 Arco 2000/3000	MBC 200/600/601/601 UAM BCC 140 CPC 3000 Arco 3000

\*Для заказа необходим предварительный запрос. Возможны увеличенные сроки поставки.

## Двойные ножные выключатели

					
		Ножной выключатель, двойной (красная и чёрная педали) – усиленное исполнение	Ножной выключатель, двойной (красная и чёрная педали) – облегчённое исполнение	Ножной выключатель, двойной (жёлтая и синяя педали) – для ЛОР-хирургии	
№ арт.		прямой соединительный штекер со стороны аппарата	770S0016	770S0009	770S0005
		угловой соединительный штекер со стороны аппарата	770S0116*	770S0109*	-
Характеристики	Количество в упаковке	1	1	1	
	Исполнение	двойной ножной выключатель (красная и чёрная педали), усиленное исполнение	двойной ножной выключатель (красная и чёрная педали), облегчённое исполнение	двойной ножной выключатель (жёлтая и синяя педали), для ЛОР-хирургии	
	Длина кабеля	5 м	5 м	5 м	
	Двухуровневый ход	нет	нет	нет	
	Тип штекера	3-контактный	3-контактный	3-контактный	
	Степень защиты	IPX8/AP (согласно DIN EN 60529)	IPX8/AP (согласно DIN EN 60529)	IPX8/AP (согласно DIN EN 60529)	
	Области применения	ультразвуковое резание и коагуляция, UAL: ультразвуковая липосакция, для отдельной аспирации при ультразвуковой липосакции	ультразвуковое резание и коагуляция, UAL: ультразвуковая липосакция, для отдельной аспирации при ультразвуковой липосакции	только для монополярного резания или коагуляции с помощью рукояток Arco для ЛОР-хирургии	
Другие особенности	с креплением для кабеля	-	-		
Совместимость	Совместимые аппараты	Sonoca 190/300, Sonoca Lipo/400 (только для аппаратов в исполнении, показанном на стр. 138)	Sonoca 190/300, Sonoca Lipo/400 (только для аппаратов в исполнении, показанном на стр. 138)	Arco 1000/2000/3000	

\*Для заказа необходим предварительный запрос. Возможны увеличенные сроки поставки.