

Холодноплазменная коагуляция (СРС)

Рукоятки СРС

для применения с зондами СРС

для бесконтактной холодноплазменной коагуляции



- НЕЙ
- СПИ
- ВИС
- ПЕЧ
- ГИН
- УРО
- ТОР
- ЛОЧ



Рукоятка СРС, прямая



Рукоятка СРС Micro, изогнутая

№ артикула		54-511	54-121
Характеристики	Максимальная мощность	100 Вт	25 Вт
	Диаметр зонда	Ø 5 мм	Ø 3 мм
	Длина кабеля	2,5 м	2,5 м
	Электрическая прочность	2,4 кВпик	2,4 кВпик
	Материал	ПЭЭК	ПЭЭК
	Активация	ножным выключателем	ножным выключателем
Необходимые принадлежности	Зонды СРС	Варианты подходящих зондов СРС см. в каталоге на стр. 137	
Совместимость	Совместимые аппараты	СРС 3000, СРС 1500, СРС 1000	

Лапароскопические зонды СРС



Лапароскопический зонд
СРС, 70 мм

Лапароскопический зонд
СРС, 160 мм

Лапароскопический зонд
СРС, 330 мм

№ артикула		654S1002	654S1005	654S1008
Характеристики	Количество в упаковке	10	10	10
	Диаметр зонда	Ø 5 мм	Ø 5 мм	Ø 5 мм
	Длина зонда	70 мм	160 мм	330 мм
	Возможность дезинфекции	одноразовая принадлежность	одноразовая принадлежность	одноразовая принадлежность
	Выход газа	прямой	прямой	прямой
	Другие особенности	-	-	-
Совместимость	54-511			

Зонды СРС Micro



Зонд СРС Micro, 80 мм

Зонд СРС Micro, 100 мм

Зонд СРС Micro, 120 мм

№ артикула		654S1032	654S1033	654S1034
Характеристики	Количество в упаковке	10	10	10
	Диаметр зонда	Ø 3 мм	Ø 3 мм	Ø 3 мм
	Длина зонда	80 мм	100 мм	120 мм
	Возможность дезинфекции	одноразовая принадлежность	одноразовая принадлежность	одноразовая принадлежность
	Выход газа	прямой	прямой	прямой
	Другие особенности	гибкий зонд	гибкий зонд	гибкий зонд
Совместимость	54-121			